

LP 2800

Bombona de desmineralización, vacía

Para rellenar manualmente resinas de un solo uso.



- Caudal máx.: 800 l/h
- Temp. máx. entrada agua 40° C –  
Capac. carga presión 0,5-10 bar
- Contenido en resina 19 litros

Código EAN: 4002515411728 / Número de material: 09782590 /  
Número de material antiguo: 69431805D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Perteneencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

LP 2800

Bombona de desmineralización, vacía

Para rellenar manualmente resinas de un solo uso.



Código EAN: 4002515411728 / Número de material: 09782590 /  
Número de material antiguo: 69431805D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Prep. agua	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	570
Medidas ext., alto bruto en mm	600
Medidas ext., ancho bruto en mm	225
Medidas ext., fondo bruto en mm	225
Diámetro en mm	230
Peso neto en kg	5,23
Peso bruto en kg	7,00