


A 102

Cesto superior

de altura ajustable, para el alojamiento óptimo de complementos.



- Altura de carga 205 +/- 30 mm, ancho 475 mm, fondo 443 mm
- Con brazo aspersor integrado

Código EAN: 4002515460634 / Número de material: 09862360 /
Número de material antiguo: 69610200D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	2
band.s de malla SPRI [número]	1
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	206
Medidas ext., ancho neto en mm	528
Medidas ext., fondo neto en mm	527
Medidas ext., alto bruto en mm	230
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	565
Peso neto en kg	3,02
Peso bruto en kg	3,78