


A 104

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC, artroscopia, urología.



- Lado derecho para alojar 11 instrumental de cuerpo hueco
- Conex. Luer-Lock adicionales para instrumental de cuerpo hueco
- Con brazo aspersor: bandejas de malla ajust. en afuste inferior

Código EAN: 4002515460658 / Número de material: 09862380 /
Número de material antiguo: 69610400D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Cesto para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Cesto para inyectores	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	1
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	11
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	332
Medidas ext., ancho neto en mm	528
Medidas ext., fondo neto en mm	526
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	4,00
Peso bruto en kg	6,50