

A 151

Cesto inferior

para alojar bandejas de malla DIN y otros complementos.



- Altura de carga según cesto superior seleccionado
- Ancho de carga: 490 mm, fondo: 498 mm

Código EAN: 4002515460689 / Número de material: 09862410 /
Número de material antiguo: 69615100D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Perteneencia de aparatos	
PG 8058	•
PG 8063	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Cesto inferior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. biberones	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. diversos utensilios	•
Prep. de reguladores	•
Prep. de máscaras resp.	•
Prep. sop. ap. resp. de circuito abierto	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	2
band.s de malla SPRI [número]	1
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0

A 151
Cesto inferior
para alojar bandejas de malla DIN y otros complementos.



Código EAN: 4002515460689 / Número de material: 09862410 /
Número de material antiguo: 69615100D

Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	88
Medidas ext., ancho neto en mm	529
Medidas ext., fondo neto en mm	522
Medidas ext., alto bruto en mm	120
Medidas ext., ancho bruto en mm	545
Medidas ext., fondo bruto en mm	555
Peso neto en kg	1,85
Peso bruto en kg	2,40