


A 200
Carro
para el alojamiento óptimo de 38 pipetas.



- Para alojar 10 pipetas de 100 ml en fila 1, distancia 20 mm
- Para alojar 14 pipetas de 25 ml en 2º fila, distancia 26 mm
- Para alojar 14 pipetas de 10 ml en 3º fila, distancia 26 mm

Código EAN: 4002515460696 / Número de material: 09862420 /
Número de material antiguo: 69620000D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Carro para pipetas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Capacidad	
Pipetas [número]	38
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	397
Medidas ext., ancho neto en mm	529
Medidas ext., fondo neto en mm	546
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	4,40
Peso bruto en kg	6,40