


A 201

Carro

para el alojamiento óptimo de sets de anestesia.



- 8 tomas con susp. para tubos resp. de hasta 1,5 metros de long.
- Soporte en espiral
- 15 inyectores para material de intubación

Código EAN: 4002515460702 / Número de material: 09862430 /
Número de material antiguo: 69620100D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Carro para inst. de anestesia	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Capacidad	
band.s de anestesia [número]	3
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	434
Medidas ext., ancho neto en mm	531
Medidas ext., fondo neto en mm	546
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	9,00
Peso bruto en kg	10,50
Suministro del aparato	
E 430/1 1/3 band. de malla [número]	1
E 431 tobera iny. para fuelle, Ø 8 x 193 mm [número]	1
E 432 sop. mat. intub. de fuelle [número]	1
E 433 sop. mat. intub. de silicona [número]	2
E 434 sop. mat. intub. pediátrico [número]	1
E 466 tobera iny. 8 x 333 mm, para balón respiratorio [número]	6
E 496 tobera iny. 4 x 120 mm [número]	15