

A 204
Carro
para el alojamiento óptimo de microinstrumental.



- Nivel 1: apto para alojamiento de complementos
- Nivel 2 derecha: 22 conexiones para instrumental de cuerpo hueco
- Nivel 2 izquierda: 11 adapt. Luer-Lock macho, manguera horizontal
- Con brazo aspersor integrado
- Tubo filtrante A 800 utilizable en ambos difusores inyectores

Código EAN: 4002515460733 / Número de material: 09862460 /
Número de material antiguo: 69620400D

| | |
|---|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Categoría de producto | |
| Carro para inst. oftalmológico | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Opción para usar un filtro central | • |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. de oftalmología | • |
| Capacidad | |
| Sets quirúrgicos para microinst. [número] | 2-4 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 365 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 529 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 535 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 530 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 560 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 540 |
| Peso neto en kg | 11,50 |
| Peso bruto en kg | 12,50 |
| Suministro del aparato | |
| E 476 aloj. [número] | 1 |
| E 477 tope [número] | 1 |