


A 303
Módulo
para el alojamiento óptimo de hasta 98 pipetas.



- Apto para p.ej. 98 pipetas graduadas y volumétricas
- Alto del marco de sujeción: 150 mm
- Se puede utilizar 1 pieza de cada en los cestos A 150 y APLW 106
- Altura de carga sin cesto superior: 450 mm (con cesto inferior A 150)

Código EAN: 4002515460825 / Número de material: 09862560 /
Número de material antiguo: 69630300D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Acc./mód. para pipetas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Capacidad	
Pipetas [número]	98
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	185
Medidas ext., ancho neto en mm	222
Medidas ext., fondo neto en mm	471
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	2,50
Peso bruto en kg	3,50