

A 307

Complemento

para el alojamiento óptimo de 20 unidades de calzado especial hasta la talla 48.



- Apto para 20 calzado para quirófano
- Respectivamente con soportes de 265 mm de largo
- Para uso sobre cureña del cesto inferior A 151
- Es posible preparar calzado para quirófano hasta el número 48

Código EAN: 4002515460856 / Número de material: 09862590 /
Número de material antiguo: 69630700D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Accesorio para calzado para quirófano	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. calzado para quirófano	•
Capacidad	
Calzado para quirófano [número]	20
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	279
Medidas ext., ancho neto en mm	390
Medidas ext., fondo neto en mm	360
Medidas ext., alto bruto en mm	300
Medidas ext., ancho bruto en mm	395
Medidas ext., fondo bruto en mm	480
Peso neto en kg	1,46
Peso bruto en kg	1,99