

A 308

Complemento

para el alojamiento de hasta 34 plantillas de calzado para quirófano.



- Apto para hasta 34 plantillas
- Para uso en cureña del cesto inferior y superior

Código EAN: 4002515460863 / Número de material: 09862600 /
Número de material antiguo: 69630800D

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Categoría de producto | |
| Accesorio para calzado para quirófano | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. calzado para quirófano | • |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 71 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 475 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 445 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 270 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 525 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 540 |
| Peso neto en kg | 1,17 |
| Peso bruto en kg | 2,00 |