

A 802

Boquilla de lavado

para la limpieza óptima del cajetín de dosificación.



- Con el uso de una L+D de laboratorio con dosif. de det. en polvo
- Para uso con módulos inyectoros
- Apto para aclarar restos de det. en polvo del cajetín de dosif.

Código EAN: 4002515460979 / Número de material: 09863070 /
Número de material antiguo: 69680200D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Perteneencia de aparatos	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	30
Medidas ext., ancho neto en mm	187
Medidas ext., fondo neto en mm	15
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,03