

A 803

Alojamiento

para alojamiento óptimo de instrumental de transmisión.



- Uso con cesto sup. A 105/1 en conexión con tubo filtrante A 800
- Apto para variedad de piezas manuales y contra-ángulos/turbinas

Código EAN: 4002515460993 / Número de material: 09863100 /  
Número de material antiguo: 69680300D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Categoría de producto</b>	
aloj.	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. dental	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	32
Medidas ext., ancho neto en mm	32
Medidas ext., fondo neto en mm	40
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	95
Medidas ext., fondo bruto en mm	110
Peso neto en kg	0,05
Peso bruto en kg	0,09