

A 800

Tubo filtrante

para la preparación segura y económica de instrumental de cuerpo hueco.



- Filtro de malla de acero inoxidable Plymesh para carro
- Abertura de malla 63 µm
- Retractable con cepillo limpiador A 804

Código EAN: 4002515538081 / Número de material: 09960680 /
Número de material antiguo: 68680000D

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Familia de productos | |
| Lavadoras desinfectadoras | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Categoría de producto | |
| Filtro | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 23 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 23 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 405 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 45 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 220 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 445 |
| Diámetro en mm | 23 |
| Peso neto en kg | 0,36 |
| Peso bruto en kg | 0,88 |