

A 804

Cepillo de limpieza

para la limpieza óptima del tubo filtrante A 800.



- Apto para la limpieza del tubo filtrante A 800
- Cepillo giratorio con forma de espiral
- Mango con ojal
- Longitud total 500 mm, longitud del cepillo 100 mm

Código EAN: 4002515527238 / Número de material: 09960720 /
Número de material antiguo: 68680400D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Filtro	•
Otros accesorios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	500
Medidas ext., alto bruto en mm	45
Medidas ext., ancho bruto en mm	70
Medidas ext., fondo bruto en mm	610
Diámetro en mm	20
Peso neto en kg	0,07
Peso bruto en kg	0,16