

DOS G 80 ProfiLine NER

Bomba dosificadora de manguera para bidones de 5 l - 10 l con indicador de nivel para la dosificación automática de detergentes líquidos.



- Apto para todas las lavavajillas de la serie PG 8080-83 SCVi
- 333 mm mm de tubo para bidones de 5 y 10 litros
- Dosificación de hasta 55 Milliliter ml por minuto
- Ajustable mediante el control del lavavajillas
- Volumen de suministro con 4 tapas para diversos tamaños de bidón

Código EAN: 4002515522936 / Número de material: 09971980 /
Número de material antiguo: 67747030NER

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación externo	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Gris
Tasa de propulsión en ml/60 s	55
Longitud de la lanza de succión en mm	333
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	200-230
Frecuencia en Hz	50
Pot. nominal total en kW	0,01
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	160
Medidas ext., ancho bruto en mm	198
Medidas ext., fondo bruto en mm	478
Peso neto en kg	2,15
Peso bruto en kg	2,52