

## SB Set GN CareBox 3D

Caja de bolsas HyClean 3D Efficiency GN y garantía incluye ampliación de garantía para aspirador.

Código EAN: 4002515522820 / Número de material: 09972140 /  
Número de material antiguo: 41996578EU2



- Caja con 4 paquetes de bolsas HyClean
- Retiene más del 99,9% de partículas de polvo fino
- Extensión de garantía hasta 5 años para aspirador Miele
- Ampliación posible en los 2 primeros años
- Contenido: 16 bolsas, 4 filtros protectores, 4 de salida de aire
- entre otros para Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2