

TE

Resinas de un solo uso

Para regenerar bombonas de desmineralización parcial

Código EAN: 4002515551530 / Número de material: 10020250 /

Número de material antiguo: 67809510D



- 1 bolsa con un contenido de 25 litros
- Para bombonas vacías LP 2800 y de desmineral. total TE 2000/2800

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Pertenenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE

Resinas de un solo uso

Para regenerar bombonas de desmineralización parcial

Código EAN: 4002515551530 / Número de material: 10020250 /  
Número de material antiguo: 67809510D

PTD 703

•

PTD 704

•

**Categoría de producto**

Prep. agua

•

**Características del producto**

Volumen en l

25

**Medidas y peso**

Medidas ext., alto neto en mm

0

Medidas ext., ancho neto en mm

0

Medidas ext., fondo neto en mm

0

Medidas ext., alto bruto en mm

140

Medidas ext., ancho bruto en mm

530

Medidas ext., fondo bruto en mm

580

Peso neto en kg

18,20

Peso bruto en kg

19,29

