

SPP 0000

PROtect Complete

según protocolo mantenimiento específico, incl. piezas recambio y reparación.

PROtect



- Protección integral a un precio fijo
- Cubre todos los costes de mantenimiento y reparación (incl. piezas de recambio)
- Tasas de error reducidas gracias al mantenimiento preventivo
- Control total de los costes por un precio contractual fijo
- Vida útil más larga gracias a la sustitución de piezas de mantenimiento

Código EAN: 4002515551868 / Número de material: 10077490 /

Número de material antiguo:

Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Dispositivos de carros de lavado y contenedores	•
Túnel lav. para desinf. de camas sanitarias	•
Autoclaves de sobremesa	•
Autoclaves de gran capacidad	•
Lavadora desinfectadora de cuñas	•

Cláusulas contractuales

Evaluación del estado técnico del aparato	•
Realización de tareas de mantenimiento anuales según la lista de comprobación	•
Control seg. componentes eléct. y mecánicos	•
Realización de medidas sobre seguridad	•
Obtención de la documentación necesaria	•
Sustitución de piezas de desgaste definidas	•
Piezas de repuesto para reparaciones	•
Desplazamiento para intervención SPV seleccionado	•
Tiempo trabajo para intervención SPV seleccionado	•
Desplazamiento para reparaciones	•
Tiempo de trabajo para reparaciones	•
Documentación detallada	•
Comprobación de seguridad eléctrica	•
Intervalo	1 vez al año