

UG 30-90/60-85

Zócalo, cerrado

para elevación de la máquina incl. armario lateral, fondo 60 cm , ancho 90 cm.



- Apto para Aqua Purificator PG 8595 y armario DOS PG 8596

Código EAN: 4002515558348 / Número de material: 10087360 /
Número de material antiguo: 69309001D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Base/zócalo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	300
Medidas ext., ancho neto en mm	897
Medidas ext., fondo neto en mm	542
Medidas ext., alto bruto en mm	330
Medidas ext., ancho bruto en mm	915
Medidas ext., fondo bruto en mm	563
Peso neto en kg	13,40
Peso bruto en kg	15,00