

U 525/1

Cesto

Para el alojamiento óptimo de cristalería con un diámetro máx. de 8 cm.



- Con 5 filas

Código EAN: 4002515587775 / Número de material: 10094780 /  
Número de material antiguo: 67652502D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Perteneencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 525/1

Cesto

Para el alojamiento óptimo de cristalería con un diámetro máx. de 8 cm.



Código EAN: 4002515587775 / Número de material: 10094780 /  
Número de material antiguo: 67652502D

<b>Categoría de producto</b>	
Cesto para vasos	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Número de filas	5
Distancia al puntal en mm	80
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	184
Medidas ext., ancho neto en mm	500
Medidas ext., fondo neto en mm	500
Medidas ext., alto bruto en mm	223
Medidas ext., ancho bruto en mm	563
Medidas ext., fondo bruto en mm	563
Peso neto en kg	2,67
Peso bruto en kg	3,99