

DE-CS6-85

Tapa lavadora desinfectadora  
para cubierta superior de máquina incl. armario lateral, F 60 cm , An 90 cm.



- Apto para Aqua Purificator PG 8595 y armario DOS PG 8596
- combinada con lavadora desinfectadora 60 cm (PG 8581 o PG 8591)

Código EAN: 4002515604380 / Número de material: 10101450 /  
Número de material antiguo: 69216010D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tapa	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	15
Medidas ext., ancho neto en mm	900
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	990
Medidas ext., fondo bruto en mm	790
Peso neto en kg	6,70
Peso bruto en kg	9,00