

UBS 3

Juego de cambio

para el uso de cestos superiores seleccionados de la serie G 78 en serie PG 85.



- Para soportes de carga anteriores con conexión de secado
- Para carros de carga antiguos con conexión a agua soldada

Código EAN: 4002515588994 / Número de material: 10131110 /
Número de material antiguo: 69215016D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Juego de cambio	•
Características del producto	
Color	Acero inoxidable, Negro
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	90
Medidas ext., ancho neto en mm	305
Medidas ext., fondo neto en mm	176
Medidas ext., alto bruto en mm	100
Medidas ext., ancho bruto en mm	310
Medidas ext., fondo bruto en mm	210
Peso neto en kg	0,59
Peso bruto en kg	0,69