

A 602

Módulo

para la preparación óptima de instrumental de cirugía asistida por robots.



- Apto para 8 instrumentos, última generación (Xi)

Código EAN: 4002515585030 / Número de material: 10131930 /  
Número de material antiguo: 69660201D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoría de producto</b>	
Módulo/aloj. para inst. robótico	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. robótico	•
<b>Capacidad</b>	
inst. robótico [número]	8
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	303
Medidas ext., ancho neto en mm	555
Medidas ext., fondo neto en mm	318
Medidas ext., alto bruto en mm	540
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	500
Peso neto en kg	6,30
Peso bruto en kg	7,80