

A 807

Alojamiento

para la preparación óptima de instrumental de cirugía asistida por robots.



- Para instr. especiales, pinzas de prep., antigua generación, S/Si

Código EAN: 4002515585078 / Número de material: 10131980 /
Número de material antiguo: 69680701D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Módulo/aloj. para inst. robótico	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. robótico	•
Capacidad	
inst. robótico [número]	1
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	77
Medidas ext., ancho neto en mm	41
Medidas ext., fondo neto en mm	165
Medidas ext., alto bruto en mm	25
Medidas ext., ancho bruto en mm	245
Medidas ext., fondo bruto en mm	485
Peso neto en kg	0,37
Peso bruto en kg	0,49