

GP CL H 0502 L

Producto para la limpieza de hornos «OvenClean», 500 ml
para los mejores resultados de limpieza y una aplicación segura.

Código EAN: 4002515602546 / Número de material: 10162640 /
Número de material antiguo: 22996290EU3



- Poder de disolución de grasas ultrapotente, sin generación de malos olores
- Limpieza sin esfuerzo, gracias a la consistencia gelatinosa
- Apto también para PerfectClean
- Tiempo de actuación corto: 10 minutos a 1 hora sin precalentar
- El mejor cuidado para años y años de fiabilidad