

DGGL 100-40

Recipiente perforado cocción horno vapor
para horno a vapor DG 7000 y horno a vapor con función microondas DGM 6000/7000.

Código EAN: 4002515604083 / Número de material: 10170300 /
Número de material antiguo: 23996124EU1



- Para cocinar verduras, pescado, carne y patatas sin caldo
- Ideal para descongelar alimentos congelados
- Capacidad: 4,0 l, volumen útil: 3,4 l
- Dimensiones exteriores An x Fo x Al: 375 x 394 x 40 mm
- No apto para función Microondas.