

GP CL KM 0252 L

Limpiador vitrocerámica y acero, 250 ml
para los mejores resultados de limpieza y una aplicación segura.

Código EAN: 4002515606056 / Número de material: 10173130 /
Número de material antiguo: 22996291EU2



- El mejor producto en el mercado
- Elimina grasa, suciedad incrustada y manchas de agua
- Aplica una película protectora que facilita la siguiente limpieza
- Limpieza cuidadosa, gracias a la formulación microcristalina
- No usar con CleanSteel o PerfectClean
- El mejor cuidado para años y años de fiabilidad