

T 1200-1 UL

Mesa universal

Sin fregaderos de montaje a la izquierda en el lavavajillas.



- Entrepañó inf. en tubo cuadrado con chapas extraíbles
- Limpieza sencilla e higiénica
- Dimensiones de la mesa: altura 85 +/- 2, ancho 120, fondo 70 cm*

* La mesa dispone de un peto posterior de 20 cm.

Código EAN: 4002515641293 / Número de material: 10249380 /
Número de material antiguo: 67120004D

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Familia de productos | |
| Lavavajillas de campana | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| Categoría de producto | |
| Mesa/accesorios para mesas | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 870 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 700 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 1200 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 270 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 760 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 1250 |
| Peso neto en kg | 24,00 |
| Peso bruto en kg | 25,00 |