

PBMS-1
Grifo ducha
Con mezclador monoblock y elevado brazo giratorio



Código EAN: 4002515641880 / Número de material: 10249470 /
Número de material antiguo: 67820027D

Familia de productos	
Lavavajillas de campana	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Categoría de producto	
Mesa/accesorios para mesas	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	750
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	140
Peso neto en kg	8,50
Peso bruto en kg	9,50

- Apto para mesas complementarias 625-1 BUL y T 1200-1 BUR/BUL
- Se incluye soporte distanciador de pared