


DKF 12-R

Filtro de olores regenerable AirClean LongLife
para una gran variedad de campanas extractoras Miele.

Código EAN: 4002515652510 / Número de material: 10271450 /
Número de material antiguo: 28996362EU1



- Carbón activo: neutraliza los olores desagradables de la cocina.
- Se regenera fácilmente en el horno una vez cada seis meses
- 3 años de vida útil
- Puede ser más económico que los filtros de un solo uso
- Contenido: 1 filtro, medidas: 25,6 cm x 23,3 cm x 4,3 cm