

DKF 21-R  
Filtro de olores regenerable AirClean LongLife  
para campana extractora Miele DA 670x.

Código EAN: 4002515652527 / Número de material: 10271460 /  
Número de material antiguo: 28996363EU1



- Carbón activo: neutraliza los olores desagradables de la cocina.
- Se regenera fácilmente en el horno una vez cada seis meses
- 3 años de vida útil
- Puede ser más económico que los filtros de un solo uso
- Contenido: 4 filtros, medidas: 42,8 cm x 10,0 cm x 1,9 cm