


DKF 25-R

Filtro de olores regenerable AirClean LongLife  
para campanas extractoras Miele DA 60x6 W/6796 W/699x W/769x W.

Código EAN: 4002515652534 / Número de material: 10271470 /  
Número de material antiguo: 28996364EU1



- Carbón activo: neutraliza los olores desagradables de la cocina.
- Se regenera fácilmente en el horno una vez cada seis meses
- 3 años de vida útil
- Puede ser más económico que los filtros de un solo uso
- Contenido: 1 filtro, medidas: 33,7 cm x 30,5 cm x 1,9 cm