

U 635-S

Cesto

Con platos inclinados, para una mejor limpieza y secado de 20 vasos.



- 20 compartimientos, tamaño del compartimiento 113 mm x 90 mm mm
- Equipado con un borde superior bajo
- Alto 104/173/233, ancho 500 (530 incl. flancos GN), fondo 500 mm
- Incluye juego extensores formado por extensores cortos y largos

Código EAN: 4002515673584 / Número de material: 10322530 /
Número de material antiguo: 67663501D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Perteneencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 635-S

Cesto

Con platos inclinados, para una mejor limpieza y secado de 20 vasos.



Código EAN: 4002515673584 / Número de material: 10322530 /
Número de material antiguo: 67663501D

Categoría de producto	
Cesto para vasos	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Azul, Amarillo
Número de compartimentos	20
Ancho de band.s en mm	113
Longitud de band.s en mm	90
Capacidad	
Vidrio 110–140 mm de altura [número]	20
Vidrio 175–200 mm de altura [número]	20
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	233
Medidas ext., ancho neto en mm	500
Medidas ext., fondo neto en mm	500
Medidas ext., alto bruto en mm	135
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	3,00
Peso bruto en kg	4,00