

UGT F10



Código EAN: 4002515677438 / Número de material: 10328960 /  
Número de material antiguo: 69506101D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Base/zócalo	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	83
Medidas ext., ancho neto en mm	45
Medidas ext., fondo neto en mm	45
Medidas ext., alto bruto en mm	105
Medidas ext., ancho bruto en mm	190
Medidas ext., fondo bruto en mm	60
Peso neto en kg	5,00
Peso bruto en kg	6,40