


U 405
Cesto
Para fines de uso universales.



- Para cubiertos grandes, fuentes, etc.
- Con base de trama grande
- Altura interior 65 mm

Código EAN: 4002515691144 / Número de material: 10358560 /
Número de material antiguo: 67640501D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoría de producto	
Cesto para ollas, cuencos, etc.	•
Otros cestos	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Gris
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	100
Medidas ext., ancho neto en mm	410
Medidas ext., fondo neto en mm	410
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	0,84
Peso bruto en kg	1,78