

U 408

Cesto

Para alojar tazas de forma óptima.



- Con 4 filas

Código EAN: 4002515691151 / Número de material: 10358570 /
Número de material antiguo: 67640801D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoría de producto	
Cesto para tazas	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Azul, Gris, Blanco
Número de filas	4
Distancia al puntal en mm	85
Capacidad	
Tazas [número]	20
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	100
Medidas ext., ancho neto en mm	410
Medidas ext., fondo neto en mm	410
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	1,20
Peso bruto en kg	2,14