

U 403

Cesto

Para limpiar cubiertos de forma óptima.



- Base con trama estrecha
- Apto incluso para copas de helado
- Sin complementos para cubiertos

Código EAN: 4002515691175 / Número de material: 10358590 /
Número de material antiguo: 67640301D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoría de producto	
Cesto para cubiertos	•
Cesto para ollas, cuencos, etc.	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	125
Medidas ext., ancho neto en mm	400
Medidas ext., fondo neto en mm	400
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	520
Medidas ext., fondo bruto en mm	620
Peso neto en kg	2,00
Peso bruto en kg	3,00