

U 404

Cesto

Para alojar cubiertos de forma óptima.



- Con 6 cestos cuberteros de plástico
- Tamaño de los compartimentos 106 x 106 mm

Código EAN: 4002515691182 / Número de material: 10358610 /
Número de material antiguo: 67640401D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoría de producto	
Cesto para cubiertos	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado, Material sintético
Color	Gris, Blanco
Número de compartimentos	6
Ancho de band.s en mm	106
Longitud de band.s en mm	106
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	112
Medidas ext., ancho neto en mm	400
Medidas ext., fondo neto en mm	400
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	520
Medidas ext., fondo bruto en mm	620
Peso neto en kg	1,65
Peso bruto en kg	2,80