

U 407

Cesto

Para utensilios típicos de restaurantes.



- Para vasos, tazas, platos, platos de cocina, platillos, etc.
- Con distintas alturas y distancias de varillas
- Además se puede instalar el cesto E 168 para cubiertos

Código EAN: 4002515691199 / Número de material: 10358620 /
Número de material antiguo: 67640701D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoría de producto	
Cesto para vajilla mixta	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Número de filas	5
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	92
Medidas ext., ancho neto en mm	400
Medidas ext., fondo neto en mm	420
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	520
Medidas ext., fondo bruto en mm	620
Peso neto en kg	1,94
Peso bruto en kg	3,10