

E 168

Cesto cubertero

Para alojar cubiertos de forma óptima.



- Apto para el cesto de hostelería U 407
- 4 Compartimentos

Código EAN: 4002515691205 / Número de material: 10358630 /
Número de material antiguo: 67616801D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoría de producto	
comp. cubiertos	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Número de compartimentos	4
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	102
Medidas ext., ancho neto en mm	230
Medidas ext., fondo neto en mm	50
Medidas ext., alto bruto en mm	150
Medidas ext., ancho bruto en mm	280
Medidas ext., fondo bruto en mm	90
Peso neto en kg	0,34
Peso bruto en kg	0,70