

U 424

Cesto

Para alojar diversos vasos de forma óptima.



- Con 4 filas
- Para vasos con un diámetro máx. de 90 mm

Código EAN: 4002515691328 / Número de material: 10358650 /
Número de material antiguo: 67642401D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoría de producto	
Cesto para vasos	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Número de filas	4
Distancia al puntal en mm	90
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	155
Medidas ext., ancho neto en mm	400
Medidas ext., fondo neto en mm	400
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	650
Peso neto en kg	1,90
Peso bruto en kg	3,00