

U 600

Cesto

Para el alojamiento óptimo de recipientes EN con las medidas 400 x 600 mm.



Código EAN: 4002515691342 / Número de material: 10358670 /
Número de material antiguo: 67660001D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 704	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	120
Medidas ext., ancho neto en mm	500
Medidas ext., fondo neto en mm	550
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	520
Medidas ext., fondo bruto en mm	620
Peso neto en kg	1,80
Peso bruto en kg	3,00