

DKF 1000-R

Filtro de olores regenerable AirClean LongLife
contra los olores desagradables en la cocina.



Código EAN: 4002515745489 / Número de material: 10427040 /
Número de material antiguo: 28996369EU1

- para DUU 1000-2 y DUU 1500
- para CSDA1xxx/GSDA700x/
KMDA763x/KMDA7476/
KMDA7774 en modo recirculación
de aire
- Puede ser más económico que los
filtros de un solo uso
- Se regenera fácilmente en el horno
una vez cada seis meses
- 3 años de vida útil