

ProCare Lab 11 MA - 10 kg  
 Detergente en polvo, alcalino suave, 10 kg  
 para preparación óptima de utensilios de laboratorio.



- Efecto reductor de espuma sin productos oxidantes
- Adaptado a las fases de preparación de la lavadora desinfectadora
- Apto para los materiales más distintos
- Valor pH 12,0

Código EAN: 4002515780220 / Número de material: 10490580 /  
 Número de material antiguo: 62921101EU3

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Opciones de uso</b>	
Eliminación de restos de medios de cultivo	•
Eliminación de restos orgánicos	•
<b>Recomendación de dosificación</b>	
Valor pH a 20 °C	12,0
<b>Características del producto</b>	
Tipo de medios	Prod limpieza alcalino suave
Forma agregada	Polvo
Componentes	Fosfato, Silicatos, Tensioactivos
<b>Principales ámbitos de aplicación</b>	
Laboratorios médicos	•
Laboratorios biológicos	•
Laboratorios químicos	•
<b>Características del producto</b>	
Tipo de medios	Prod limpieza alcalino suave
Forma agregada	Polvo
Componentes	
Apto para plástico	•
Apto para acero inoxidable	•
Apto para vidrio de laboratorio	•
Apto para cerámica	•
Apto con condiciones para metales no ferrosos	•
No apto para aluminio no anodizado	•
Reduce la espuma	•
Libre de productos oxidantes	•
Apto con condiciones para aluminio no anodizado	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	265,00
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	268
Medidas ext., ancho neto en mm	265
Medidas ext., fondo neto en mm	265
Medidas ext., alto bruto en mm	275
Medidas ext., ancho bruto en mm	265
Medidas ext., fondo bruto en mm	265
Capac. carga en g	10000
Peso bruto en kg	10
<b>Normas, carácter de identificación, identificador</b>	
Conforme con GHS/CLP	•