

ProCare Lab 10 MA - 5 l

Detergente líquido, alcalino suave, 5 l

para preparación óptima de vidrios de laboratorio y utensilios de laboratorio.



- Sin productos tensioactivos y oxidantes
- Desarrollado especialmente para Miele Professional
- Apto para los materiales más distintos
- Valor pH 11,6-11,8

Código EAN: 4002515780183 / Número de material: 10490660 /
Número de material antiguo: 62923101EU3

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Opciones de uso	
Eliminación de sangre	Bueno
Eliminación de proteínas	Bueno
Eliminación de restos de medios de cultivo	Bueno
Eliminación de restos orgánicos	Bueno
Recomendación de dosificación	
Recomendación de dosificación por ciclo	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Valor pH de la solución utilizada	11,6-11,8
Principales ámbitos aplicación	
Laboratorios médicos	•
Laboratorios biológicos	•
Laboratorios químicos	•
Características del producto	
Tipo de medios	Producto de limpieza alcalino
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Hidróxido alcalino, Fosfato, Silicatos
Apto para plástico	•
Apto para acero inoxidable	•
Apto para vidrio de laboratorio	•
Apto para cerámica	•
Apto con condiciones para metales no ferrosos	•
No apto para aluminio no anodizado	•
Libre de productos oxidantes	•
Sin tensioactivos	•
Apto con condiciones para aluminio no anodizado	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	217
Medidas ext., ancho neto en mm	142
Medidas ext., fondo neto en mm	248
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	190
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Peso bruto en kg	5
Cantidad de carga en ml	5000
Normas, carácter id./identif.	
Conforme con GHS/CLP	•