

ProCare Lab 30 P - 5 l  
Neutralizante, ácido, 5 l  
para neutralización óptima a base de ácido fosfórico.



- Sin productos tensioactivos y oxidantes
- Desarrollado especialmente para Miele Professional
- Apto para los materiales más distintos
- Valor pH 2,2-1,9

Código EAN: 4002515780244 / Número de material: 10491380 /  
Número de material antiguo: 62928101EU3

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Opciones de uso</b>	
Eliminación cal/suciedad soluble en ácido	Bueno
<b>Recomendación de dosificación</b>	
Recomendación de dosificación por ciclo	1-4 ml/l (0,1-0,4 %)
Valor pH de la solución utilizada	1,9-2,2
<b>Principales ámbitos de aplicación</b>	
Laboratorios médicos	•
Laboratorios biológicos	•
Laboratorios microbiológicos	•
Laboratorios químicos	•
Laboratorios de la industria alimentaria,	•
Laboratorios de la industria cosmética	•
Laboratorios de la industria de aceites minerales	•
Laboratorios industriales	•
Laboratorios de la industria farmacéutica	•
<b>Características del producto</b>	
Tipo de medios	Neutralizante ácido
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Fosfato, Ácidos fosfóricos
Apto para plástico	•
Apto para acero inoxidable	•
Apto para vidrio de laboratorio	•
Apto para cerámica	•
No apto para aluminio no anodizado	•
Sin tensioactivos	•
Limpieza previa ácida	•
No apto para piezas cromadas	•
No apto para piezas niqueladas	•
No apto para aluminio no anodizado	•
No apto para metales ligeros y no ferrosos	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	217
Medidas ext., ancho neto en mm	142
Medidas ext., fondo neto en mm	248
Medidas ext., alto bruto en mm	200
Medidas ext., ancho bruto en mm	140
Medidas ext., fondo bruto en mm	240
Peso bruto en kg	8
Cantidad de carga en ml	5000
<b>Normas, carácter de identificación, identificador</b>	
Conforme con GHS/CLP	•