

GS CL 1403 P

Detergente en polvo 1,4 kg

para los mejores resultados de lavado. Con ayuda de dosificación integrada.

Código EAN: 4002515773369 / Número de material: 10528390 /
Número de material antiguo: 21995507EU3



- Con oxígeno activo para una limpieza profunda
- Con superenzimas – eficaces a bajas temperaturas de lavado
- Con fórmula protectora contra la corrosión del cristal
- Máxima eficiencia – hasta 95 ciclos de lavado
- Lavado sencillamente perfecto. Con Miele.