

GS CL 1003 P

Detergente en polvo, 1 kg

para lograr los mejores resultados de limpieza con dosificación individual.

Código EAN: 4002515773420 / Número de material: 10528510 /
Número de material antiguo: 21995508EU2



- Con oxígeno activo para una limpieza profunda
- Con superenzimas – eficaces a bajas temperaturas de lavado
- Formulación protectora contra la corrosión del cristal
- Máximo rendimiento: para aprox. 70 cargas de lavado
- Lavado sencillamente perfecto. Con Miele.