

GS CL 3403 P

Set de dosificación de detergente en polvo
con 3,4 kg de detergente en polvo y ayuda de dosificación integrada.

Código EAN: 4002515773451 / Número de material: 10528550 /
Número de material antiguo: 21995509EU3



- Con oxígeno activo para una limpieza profunda
- Con superenzimas – eficaces a bajas temperaturas de lavado
- Formulación protectora contra la corrosión del cristal
- Máximo rendimiento: para aprox. 240 cargas de lavado
- Lavado sencillamente perfecto. Con Miele.