

A 208
Carro
para el alojamiento óptimo de 8 bandejas de malla.



- Alta capacidad: preparación simultánea de 8 bandejas de malla DIN
- 4 opciones de con. adicionales para instrumental de cuerpo hueco
- En caso de necesidad, el nivel extraíble aumenta el alto de carga

Código EAN: 4002515809242 / Número de material: 10616030 /
Número de material antiguo: 69620800D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Carro para band.s de malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. band.s de malla	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	8
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	4
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	397
Medidas ext., ancho neto en mm	529
Medidas ext., fondo neto en mm	546
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	4,40
Peso bruto en kg	6,40